

## Esfingomanómetro Aneroide Modelo UA-101



- Esfingomanómetro tradicional.
- Viene con manguito de tamaño adulto.
- Fonendoscopio incorporado.
- Escala de medición de 20 a 300 mmhg.
- Estuche con cremallera y llave para ajuste.
- Brazaletes de nylon para mayor durabilidad y apariencia.
- Bulbo de inflado con válvula de purga de aire estándar.
- Garantía equipo: 2 años.
- Marca And Medical
- Servicio Técnico permanente.