



INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

Esfigmomanómetro Mercurial de Sobremesa Modelo BK-1001



De sobremesa, sin fonendoscopio, caja metálica, llave de paso de mercurio, deposito de mercurio, unidad de medida : mmHG, Escala minima: Columna 2 mmHG, Visualización numérica : 1 mmHg, Alcance de la medida : 0-300 mmHg, Discrepancia disponible : +/-3 mmHg, Frecuencia de Pulso : 30-200 m, +/- 5%, Presurización : manual por el bulbo, despresurización : Manual por la válvula de liberación de aire, Brazaletes Standard, Con anillo D para facilitar la colocación de la manga y bulbo de PVC, Manga libre de látex, Marca Bokang, Garantía: 1 año.