



# INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

## ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO MOD. BK-3007



Fonendoscopio Cardiológico de lujo con doble capsula de Acero Inoxidable que permite una precisa auscultación en adultos y niños. Olivas blandas para lograr comodidad y hermetismo en el conducto auditivo. Tubo en Y con vías de conducción del sonido separada para ambos oídos. Marca Bokang

### ESPECIFICACIONES:

- Material: Pechera de acero inoxidable
- Auriculares de acero inoxidable
- Tubo en Y de PVC, olivas de PVC, diafragma de PVC
- Incluye membrana y olivas de recambio.