

INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

Nebulizador Ultrasónico Portátil Modelo CE-331



- Nebulizador Portátil.
- Tipo Mesh (Ultrasónico).
- Capacidad 8 MI.
- Velocidad 0.20 MI/Min.
- Tamaño Partícula 5 Micrones.
- Alimentación por 2 pilas AA.
- Adaptador AC Opcional.
- Duración pilas uso continuo 1.5 Horas.
- Incluye: Mascarilla Adulto y Pediátrica.
- Garantía: 2 años.
- Servicio Técnico permanente.