



INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

Nebulizador De Compresor Modelo W006



- Nebulizador con compresor de pistón.
- Fácil de usar.
- Entrega eficiente del mecanismo.
- Funcionamiento por energía eléctrica de la red de 220V.
- Diseño compacto para uso de sobremesa o portátil.
- Incluye maletín de transporte, mascarillas, boquilla y filtros.
- Vaso-nebulizador con capacidad de 7 ml y tamaño medio de partículas de 4 micrones.
- Para tratamiento de asma, bronquitis crónica, bronconeumonía, neuropatologías, enfisemas, sinusitis, faringitis e inflamación traqueal y alergias.
- Con mascarillas para niños y adultos.
- Dimensiones 14 cm x 16 cm x 10 cm
- Peso del producto 2,1 kg.
- Garantía: 2 años.
- Marca Folee
- Servicio Técnico permanente.