



TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, MOD. BK-8005



- Medición de Temperatura Corporal en la Frente y o en Oído : 32°C a 42°C
- Medición de Temperatura Superficial (Alimentos, Líquidos u Objetos) mediante simple configuración con un botón : 5°C a 80°C
- Mide a una distancia de 3 a 5 cm. Instantáneamente en solo 7 segundos de aplicado.
- Precisión de Medición :
En (lab +/- 0,2°C dentro del Rango de 35,0°C – 42,0°C y Bajo temperatura ambiente de 10°- 40° C.)
+/-0,3°C, error permisible máximo bajo condiciones de funcionamiento prolongado.
- Configura el valor de Alarma (la Alarma del valor umbral predeterminado es 38°C)
- 32 Memorias
- Pantalla LED con luz de Fondo
- Elegante estuche de plástico negro para portar
- Indicador de Batería Baja
- Usa 2 pilas AA
- Marca Bokang
- Garantía 1 año
- Servicio Técnico Permanente

Las Hualtatas 5099 Depto 607 – Vitacura

Fono: 228955621 – Cel. 962387138

www.oltracare.cl email: myriam@oltracare.cl